

- ★ 일반적으로 온열기의 사용할때와 마찬가지로 동일한 부위에 장시간 이용은 저온 화상의 가능성이 있으므로 주의하여 주십시오.
피부를 집적 문지를 때는 문지르는 힘의 강약에 주의하여 주십시오.
사용전에 플라스틱 커버와 플레이트가 정확히 장착되어 있는지를 확인 해 주십시오. 어긋난 채로 사용되면 온열기 본체 발열부에 상처가 날 우려가 있으므로 주의하여 주십시오.

【기타】

- ★ 파손의 원인이 될수 있으므로 사용하지 않을때는 전용 케이스에 넣어서 보관하여 주십시오.
플레이트 표면이 조금 들어갈수 있습니다만 제품 사용에는 전혀 영향이 없습니다.

【관리 방법】

- ★ 사용후 유지보수로 앞면의 검은면을 젖은 천 등으로 닦은후 자연 건조하여 주십시오.
금속 플레이트 뒷면 각인 된 동면은 물에 젖으면 변색하기때문에 세척하지 마십시오.
만약 물에 젖었을 경우 에는 즉시 마른 타올로 닦아 주십시오.

[発売元] 三井温熱株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台 3 - 3 6 - 1

TEL:0476-37-8771 FAX:0476-37-8774

나노카본 온열해드커버—∞ 취급설명서

저희「나노카본 온열해드커버—∞」를 구매 해주셔서 감사합니다.

안전하고 정확한 사용을 위하여 사용전에 본 취급설명서를 꼭 읽어주십시오.

그리고 본서는 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오.

【부품 구성】

- 세라믹 카본 가공 금속 플레트1장
- 플라스틱 커버1개

【제품 사양】

- ① 치 수(mm): 본체 120×75×15
 플라스틱부 약 120×75×15
 금속 플레트부 약 80×65×4
- ② 중 량(g): 플라스틱부 15g
 금속 플레트부 25g

【사용방법】

안전한 사용을 위하여 다음과 같은 점에 주의하여 주십시오.

- ① 본 제품은 미쯔이식 온열 치료기(MI-02,MI-03)의 전용 커버입니다.
- ② 전원OFF상태에서, 아래 첨부사진을 참고로 온열기 본체에 헤드커버를 장착한후 전원을 ON으로 하여 주십시오.
- ③ 온열기본체(MI-02, MI-03)의 **설정온도를 3**으로 설정하면 표면이 비교적 뜨겁지 않으므로 안심하고 사용할수 있습니다.

* 설정온도4,5 (혹은4, pro)의 경우, 표면의 온도가 생보다 높을수 있으므로 피부에 직접 온열기를 댈 경우는 사전에 확인후 주의하여 사용하여 주십시오.

- ④ 일반적으로 헤드커버를 장착하지 않은 온열기와 동일하게 주열하기 싶은 부위에서 사용하여 주십시오.

【장착 방법】

- ① 플러스틱 부 안쪽에 **【그림 2】**와 같이 금속 플레이트를 부착 시킵니다.



【그림 1】



【그림 2】

② 온열기와 헤드커버가 맞는 소리 날때까지 헤드커버를 확실히 장착 시킵니다.



【그림 3】



【그림 4】

【사용상의 주의점】 ※ 꼭 읽어 주십시오

다음과 같은 방법은 저온화상 등 사고 또한 본 제품 손상의 원인이 되기도합니다.

* 본 제품은 미츠이 식 온열 치료기 (MI-02, MI-03) 전용 커버입니다.
다른 기기에 장착하여 사용하지 마십시오.

* 본 제품은 커버이므로 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오.
특히 손톱 부분은 부하가 걸리면 쉽게 부러지게 되어있기 때문에 주의하여 주십시오.

* 다음과 같은 방법은 함몰이나 변형 등의 원인이 될 수 있으므로 주의하여 사용하십시오.

- ① 소파 등에서 본 제품에 기대는 행위
- ② 커버를 장착한 채 본 제품을 밟는 행위
- ③ 자면서 등에 삽입 행위
- ④ 엉덩이 아래에 깔고 앉는 행위

